

Nom du document : Feuille descriptive des muscles et nerfs à l'état frais	Identifiant : FOR-PATH-0049 Version: 03
Autorité responsable : Dr Benjamin Ellezam, Neuropathologiste	Date d'entrée en vigueur : 2025-05-01

Macroscopie des muscles à l'état frais

Feuille descriptive

Coller l'étiquette du patient ici

(SVP Remplir / Entourer les choix dans chaque case)

1	Date de réception	
2	Heure de prélèvement	
3	Heure de congélation / fixation	
4	Site	Muscle non spécifié / Quadriceps (vaste latéral) / Deltôïde / Tibial antérieur / Biceps / Extenseur radial du carpe / Gastrocnémien Sinon, décrire : _____
5	Latéralisation	Gauche / Droit / Côté non spécifié
6	Aspect	Normal / sinon décrire :
7	Qualité du matériel reçu de la S.OP	Adéquate / Inadéquate, spécifier : Trop de saline / Séché / Sutures / Morcelé Autre : _____
8	Nombre de fragments	
9	Dimensions du fragment #1	____ x ____ x ____ cm
10	Dimensions du fragment #2	____ x ____ x ____ cm
11	Dimensions du fragment #3	____ x ____ x ____ cm
12	Nombre de morceaux congelés sur liège	1 ou 2
13	Nombre de morceaux congelés libres* * Pour estimer le poids d'un morceau congelé libre, multiplier les 3 dimensions en mm (ex : 3 x 3 x 3 mm = 27mg).	mg (max : 500mg)
14	Nombre de filaments pour la ME	<input type="checkbox"/> Pot secoué
15	Nombre de morceaux <u>encrés</u> dans le formol	
16	Nombre total de blocs (paraffine)	
17	Technologiste / Pathologiste	

Ordre de priorité (adulte et enfants): A) glutaraldéhyde; B) 1^{er} et 2^e morceaux congelés debout sur liège; C) morceaux dans le formol, encré au bout des fibres pour inclusion en coupes transverses; D) reste congelé libre.

Macroscopie des nerfs à l'état frais

Feuille descriptive

Coller l'étiquette du patient ici

(SVP Remplir / Entourer les choix dans chaque case)

Renseignements cliniques : _____

1	Heure de prélèvement	
2	Heure de fixation	
3	Site	Nerf sural / nerf non-spécifié Nerf _____
4	Latéralisation	Gauche / Droit / Côté non-spécifié
5	Aspect	Normal / Anormal (décrire : _____)
6	Qualité du matériel reçu de la S.OP	Adéquate / Inadéquate (spécifier : _____)
7	Dimension du nerf	_____ (longueur) x _____ (diamètre) cm
8	Longueur du segment dans la glutaraldéhyde	_____ cm
9	Longueur du segment dans le formol	_____ cm
10	Technologiste responsable	

Instructions :

1. Manipuler **avec soin**. Ne **jamais pincer**, sauf aux extrémités.
2. Couper le spécimen en deux avec deux lames de rasoir (en ciseaux).
3. Mettre une moitié dans la glutaraldéhyde (garder à 4°C).
4. Mettre l'autre moitié dans le formol (température de la pièce ou 4°C).

Ce document est aussi disponible en ligne : <https://www.chusj.org/Labotest/Accueil/Protocoles>