

## BUT

Analyser les données recueillies par la pompe à insuline pour ajuster le traitement.

## COMMENT

1 Créer un compte sur le site indiqué par la compagnie.

	OMNIPOD <sup>MD</sup>	MEDTRONIC <sup>MD</sup>
		
	DIASEND	CARELINK
Site web	<a href="http://www.diasend.com/ca/">www.diasend.com/ca/</a>	<a href="https://carelink.minimed.com/patient/entry.jsp?bhcp=1">https://carelink.minimed.com/patient/entry.jsp?bhcp=1</a>
Code de l'hôpital	Sera fourni lors de la formation	Pas de code nécessaire

- 2 Afin de permettre à l'équipe de diabète d'accéder à vos données :
  - 1- Sur Diasend, inscrire le code de l'Hôpital ;
  - 2- Sur Carelink, fournir à l'équipe votre identifiant et votre mot de passe.
- 3 Télécharger votre pompe à insuline en suivant les instructions fournies par la compagnie.
- 4 Si besoin, avisez l'équipe de diabète par courriel ou par téléphone pour demander son avis sur votre dernier téléchargement. Fournir les renseignements suivants :
  - a. Nom de l'enfant et numéro dossier de l'Hôpital
  - b. Coordonnées de la personne à rejoindre
  - c. Nom de la compagnie de la pompe à insuline
  - d. Problèmes qui vous inquiètent

## QUAND

- 1- Avant son rendez-vous médical (24-48 h à l'avance ; éviter de télécharger le matin du rendez-vous)
- 2- Une fois par mois minimum
- 3- Lorsque problèmes répétés d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie

## À SAVOIR

- 1- Le site web ne sauvegarde les paramètres de la pompe à insuline qu'à la date du dernier téléchargement. Si vous changez un paramètre après un téléchargement, il ne sera pas noté dans le serveur web. Pour conserver vos derniers paramètres lorsque la mémoire de la pompe à insuline n'est pas accessible, écrivez-les à la main sur une carte.
- 2- **Mettre régulièrement à jour** le système d'exploitation de l'ordinateur et les applications. Ceci peut faciliter le téléchargement de votre pompe à insuline.
- 3- Une connexion internet à haute vitesse est souvent nécessaire pour télécharger votre pompe à insuline.
- 4- Il est impossible de télécharger sa pompe à insuline via un téléphone intelligent ou une tablette électronique.
- 5- Pour tout problème de téléchargement, référez-vous au soutien technique de votre compagnie.