

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : dapsone 2 mg/mL so fab (F)

Format : 100 ml

Quantité : 1 bout

No produit : 361077

Stabilité 91 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
dapsone 100 mg co	2 co	2 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 100 ml	QS AD 100 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Mode de préparation :

- 1) Broyer le nombre de comprimés requis au mortier-pilon.
- 2) Mouiller la poudre avec une petite quantité d'Ora-Blend afin de former une pâte homogène.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis et bien mélanger.
- 5) Reconditionner en bouteille ambrée.

USAGE:

Antibiotique: sulfone

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Peut aussi se faire avec Ora-Sweet SF au lieu de l'Ora-Sweet régulier.

Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

Passage de la poudre aux comprimés en avril 2019.

Stable également 91 jours au réfrigérateur.

RÉFÉRENCE:

Nahata MC, Morosco RS, Trowbridge JM. Stability of dapsone in two oral liquid dosage forms. Ann Pharmacother 2000;34:848-50.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension rose, pâle, trouble

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.